

在庫一掃セール

去年 N95 マスクが欠品している時に 代用品として 仕入れました。
N95 の安定供給の見通しが立ちましたので 格安にて 販売いたします。

●1箱/20枚入 1箱 ¥6,400→¥3,100 ●ケース入数20箱(400枚) 1ケース ¥128,000 →**応談**
在庫処分 Web限定の特別価格で ご提供いたします
詳しくは ホームページの “お問合せ”より お問い合わせください

KN95 マスク (NIOSH 準拠品)



●頭掛けタイプ (フィッティング調整付) ●GB19083-2010 規格 (中国製造医療品規格)

【KN95医療用マスクの装着方法】

マスク各部

④ゴム紐調整部 (下部用) (bottom rubber band adjustment part)

※装着後にマスクの密閉が、不十分な場合は、ゴム紐の段端を引いて調整する。

①マスクを顔に当て上部のゴム紐を頭頂部に装着します。

②ノーズクリップに鼻が密着し、あごを覆うようにマスクを調整します。

③下部のゴム紐を頭の上に引上げ、首に装着します。

④両手でノーズクリップの形状を調整し、マスクが密閉されていることを確認します。